

Tabla 5 Tabla de interpretación de datos.

FAM	Texas Red	CY5.5	HEX*	CY5	Interpretación
+	+	+	+	+	POSITIVO
+	+	-	+	+	POSITIVO
+	-	+	+	+	POSITIVO
+	+	-	-	+	POSITIVO
+	-	+	-	+	POSITIVO
+	-	-	+	+	POSITIVO
-	+	-	+	+	POSITIVO
+	-	-	-	+	POSITIVO
-	+	-	-	+	POSITIVO
-	-	-	+	+	POSITIVO
-	-	-	-	+	NEGATIVO
± (Ct ≥ 39)	± (Ct ≥ 39)	± (Ct ≥ 39)	± (Ct ≥ 39)	± (Ct ≥ 39)	RESULTADO INVÁLIDO
-	-	-	-	-	RESULTADO INVÁLIDO

*En algunos modelos de termociclador podría existir un traslape de la señal del canal verde (FAM) sobre el canal amarillo (HEX). Este traslape podría causar una interpretación incorrecta de los resultados por parte del software. Si este problema se presenta, será necesario ajustar manualmente el threshold del canal amarillo (HEX), usando como referencia la porción inicial de la etapa exponencial de la curva obtenida del control positivo, incluido en el kit. Un ejemplo se muestra en la Figura 2. Si usted tiene preguntas acerca de cuándo o cómo realizar este ajuste, por favor contáctenos mediante el correo ventas@genes2life.com.